

# NATCARE

## MANUAL DE USUARIO RUBY

### INTRODUCCIÓN

Gracias y enhorabuena por la compra del producto Nat Care, el Dispositivo de belleza RF & EMS antienvjecimiento para rostro y cuello RUBY (NC-7000N) para el cuidado de su piel. A continuación, le presentamos el manual de usuario para la aplicación de este dispositivo, con el fin de hacer el uso correcto para el que ha sido creado. Aquí encontrara todas las instrucciones para este producto. Es muy importante que utilice este dispositivo únicamente para el uso para el que ha sido diseñado y probado, como se indica en este manual.

**IMPORTANTE.** No abra ni manipule el producto con el propósito de desmontar o hacer un mal uso del dispositivo.

### FUNCIONES

El dispositivo de belleza RF & EMS antienvjecimiento para rostro y cuello RUBY (NC-7000N), combina RF (Radio Frecuencia), EMS, luz LED roja y tecnologías de vibración multifrecuencia. Los 4 puntos de masaje y el cabezal curvo especial te permitirán alcanzar una mejora de la apariencia de la cara y cuello. Este dispositivo funciona de manera profunda y delicada, mejorando la microcirculación de la piel y tonificando el colágeno. Como resultado, se obtienen efectos notables, como la reducción de las líneas de expresión, el levantamiento de los contornos faciales y un brillo radiante en la piel.

En el modo "ANTI-AGING" (con opciones suave/fuerte), la combinación de la RF y la vibración de alta frecuencia contribuye a la activación de colágeno, mejorando así la circulación sanguínea y suavizando las líneas faciales.

Por otro lado, en el modo "BRIGHTEN" (también con opciones suave/fuerte), la RF, EMS y luz LED roja se unen a la vibración de alta frecuencia para proporcionar un efecto de levantamiento facial, consiguiendo así un resplandor y una vitalidad rejuvenecedora al rostro.


Este dispositivo es verdaderamente un compañero de belleza excepcional que te ayudará a alcanzar una piel más radiante y juvenil, cuidándola de manera integral y ofreciéndole una atención de primera clase.

## CUIDADO ANTES DE USAR

- Para garantizar el uso normal de NC-7000N, cárguelo antes de usarlo por primera vez.
- Utilice el cable de carga correspondiente para cargar y conéctelo al puerto del cargador siguiendo la posición correcta.

## OPERACIONES

1. Tapa magnética.
2. Perla de masaje
3. Cabezal curvo de masaje.
4. Luz LED.
5. Indicador del modo "anti-aging".
6. Indicador del modo "brighten".
7. Indicador de encendido.
8. Botón Encendido/Apagado/Modo.
9. Puerto de carga.
10. Funda de silicona.
11. Paño de limpieza.
12. Cable de carga.
13. Bolsa de transporte.



\*\*\* NOTA: Este producto se ha construido con batería de litio, que tan solo soporta cable de DC (incluido en el packaging).

## INDICADORES

### 1 – ON

1 - Modo "ANTI-AGING" (suave): Retira la tapa magnética o presiona el botón ENCENDIDO/APAGADO durante 1 segundo. Con un sonido de pitido, el modo "ANTI-AGING SUAVE" comienza a funcionar, con una vibración de baja frecuencia y RF. La luz indicadora blanca se enciende.

2- Modo "ANTI-AGING" (fuerte): Presiona el botón ENCENDIDO/APAGADO para cambiar de modo. El modo "ANTI-AGING FUERTE" comienza a funcionar con una vibración de alta frecuencia y RF. La luz indicadora naranja se enciende.

3 – Modo "BRIGHTING" (suave): Presiona el botón ENCENDIDO/APAGADO para cambiar de modo. El modo "BRIGHTING SUAVE" comienza a funcionar con una vibración de baja frecuencia, la luz LED roja EMS en dos perlas del cabezal y RF en las otras dos perlas de cabezal. La luz indicadora blanca se enciende.

4- Modo "BRIGHTING" (fuerte): Presiona el botón ENCENDIDO/APAGADO para cambiar de modo. El modo "BRIGHTING FUERTE" comienza a funcionar con una vibración de alta frecuencia, la luz LED roja, EMS en dos perlas del cabezal y RF en las otras dos perlas de cabezal. La luz indicadora blanca se enciende.

## 2 - OFF

Coloca la tapa magnética o presiona le botón ENCENDIO/APAGADO durante 1 segundo en cualquier modo. El dispositivo dejará de funcionar con el sonido del pitido.

## 3 – POWER

1 – Cuando el dispositivo está en funcionamiento y la batería tiene suficiente carga, las 3 luces indicadoras permanecerán encendidas.

2 – Cuando la carga de la batería es inferior al 10%, las luces indicadoras parpadearán continuamente de izquierda a derecha.

3 – Cuando la batería se agota, las 3 luces indicadoras parpadearán 2 veces y luego se apagarán.

## 4 – CARGA

Las 3 luces indicadoras parpadean continuamente de izquierda a derecha.

## 5- CARGA COMPLETA

Las 3 luces indicadoras se mantienen encendidas.

## MODO DE USO

A continuación, se presenta un proceso de demostración. Puedes elegir el modo que prefieras.

- 1- Aplica en tu rostro y cuello un poco de gel conductor.
- 2- Enciende el dispositivo y selecciona el modo "ANTI-AGING" o "BRIGHTEN" con la intensidad (suave/fuerte) que desees.
- 3- Ajusta las perlas de la zona curva a tu piel de rostro y cuello. Los movimientos tienen que ser lentos, de abajo a arriba y con una velocidad constante.
- 4- Cada minuto, el dispositivo emitirá un sonido de pitido para recordarle que cambie de área. El dispositivo se apagará de manera automática en un plazo de 6 minutos.
- 5- Limpie en profundidad las perlas de masaje con el paño húmedo y luego coloca la tapa magnética para guardarlo.

CONSEJOS: El dispositivo tiene función memoria. Cuando vuelvas a utilizarlo recordará el último modo que has utilizado.

La configuración de fábrica es el modo "ANTI-AGING SUAVE".

#### ESPECIFICACIONES

No.	Artículo	Unidad	Especificación
1	Voltaje nominal	V	3.7V
2	Potencia nominal	W	3.5W
3	Tiempo de duración	Min	6 Min
4	Fuente de alimentación	/	500mAh Lithium Battery 3.7V
5	Tiempo de carga	H	<4 h
6	Grado de resistencia al agua	/	IPX5

## PRECAUCIÓN Y SEGURIDAD

### CONTRAINDICACIONES:

- 1- Queda prohibido el uso en niños.
- 2- Las personas que tengan órganos humanos electrónicos no deben utilizarlo.
- 3- Las personas con hinchazón en la piel, que hayan tenido cirugías, quemaduras solares u otros síntomas cutáneos no deben utilizarlo.
- 4- Las personas con inflamación en la piel, como heridas, psoriasis, eccema, erupciones, Herpes simple recurrente, cicatrices, daños y sensibilidad hemorrágica hemofílica o dermatitis con características específicas no deben utilizarlo.
- 5- No utilizar durante mucho tiempo en la misma área.
- 6- No utilizar el dispositivo si se ha sometido a una cirugía de la piel en el último mes o si se ha quemado gravemente por el sol.
- 7- Antes de usar el dispositivo, se recomienda consultar al médico si se ha realizado cirugía plástica.
- 8- No se recomienda su uso en personas con dientes metálicos.
- 9- No utilizar las perlas de masaje ni la luz LED directamente en el globo ocular.
- 10- Se deben quitar los relojes, gafas, pestañas postizas u otros objetos metálicos antes de su uso.

### CONSEJOS

- 1- No te distraigas mientras estás utilizando el dispositivo.
- 2- Por favor, no utilice el dispositivo mientras ese está cargando.
- 3- No manipule ni desmonte el dispositivo.
- 4- Antes de utilizarlo, por favor verifica que el dispositivo no haya recibido un fuerte golpe o se haya caído al suelo.
- 5- No lo utilices si el dispositivo o el cable están dañados.
- 6- Por favor, mantenlo alejado de las altas temperaturas.

## MANTENIMIENTO

### Limpieza

Por favor, utiliza un paño suave para limpiar las perlas de masaje después de utilizar el producto. No sumerjas el dispositivo en el agua.

### Almacenamiento

Mantén el dispositivo en un lugar seco y libre de polvo. Mantenlo alejado de líquidos corrosivos y fuera del alcance de los niños.

## FAQ

FALLOS	ANALISIS	SOLUCIONES
No se enciende o las luces no funcionan	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Se ha quedado sin batería</li><li>2- Las luces están dañadas o el programa falla</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Cargue el dispositivo durante 4 horas y vuelve a intentarlo.</li><li>2- Si aún no funciona, por favor, ponte en contacto con el equipo de servicio postventa para obtener ayuda.</li></ol>
No funciona después de cargarlo	<ol style="list-style-type: none"><li>1- El cable no está conectado correctamente.</li><li>2- El dispositivo no ha sido cargado lo suficiente.</li><li>3- La batería ha llegado al final de su vida útil (en condiciones</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Verifica y asegúrate de que haya un buen contacto entre el dispositivo y el cargador (la luz indicadora parpadea durante la carga).</li></ol>

	normales la vida útil de una batería debería ser de hasta 3 años.)	2- Si aún no funciona, por favor, ponte en contacto con el equipo de servicio postventa.
--	--	--

CONSEJO: Por favor, carga completamente el dispositivo si no ha sido utilizado durante más de 6 meses.

DECLARACIÓN: El contenido de este documento ha sido verificado. Las mejoras tecnológicas del producto o del software se recopilarán en una nueva versión del manual. Si se modifican la apariencia, el color o el rendimiento, consulte el producto real.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del declarante: Gedelson SA.

Dirección: Tuset 5-11, 2-A, 08006 Barcelona (España).

Tel: +34 93 1162491

CIF: A58383746

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Descripción: el Dispositivo de belleza RF & EMS antienvjecimiento para rostro y cuello RUBY

Marca: Nat Care

Modelo: NC-7000N

Fabricante: Gedelson SA.

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos



EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-1:2017

EN 55014\*2:2015

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/30/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de Marzo de 2014, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

Barcelona, 1 Septiembre 2023.

Carlos Alberdi

Product Manager

